

2×qPCR Mix (Probe)

产品简介

本产品是采用探针法进行 qPCR 的专用试剂,可对目的基因片段进行定量检测。产品采用了抗体修饰的新型热启动 Taq DNAPolymerase,配合创新优化的最适 Buffer,能够进行高特异性、高灵敏度的 qPCR 检测,定量结果准确、重复性好、可信度高。本产品不包含 ROX Reference Dye,适用于无需添加 ROX 的 Real-Time PCR 仪。

产品组成

| 组分 | 100 rxns/20μlreaction | 500 rxns/20μlreaction |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2×qPCR Mix (Probe) | 1.0 mL | 5×1.0 mL |

实验流程:在 qPCR 管中配制如下反应体系

| 2×qPCR Mix (Probe) ^a | 10.0 μl |
|-----------------------------------|---------------|
| Primer1 (10 μM) ^b | 0.4μ1 |
| Primer2 (10 μM) ^b | 0.4μ1 |
| TaqMan Probe (10 μM) ^c | 0.2μl |
| Template DNA/cDNA ^d | xμl |
| ddH2O | Up to 20.0 μl |

- a 使用前请确认完全溶解,并充分混匀。
- b 通常反应体系中引物终浓度为 $0.2~\mu M$ 。当反应性能较差时,可以在终浓度 0.1 $1.0~\mu M$ 范围内调整优化。
- c 探针浓度通常在 0.05 0.25 μM 范围内调整。
- d 模板加入量因待测基因拷贝数差异而不同,可进行模板梯度稀释预试验得到最佳用量。模板用量建议不超过 100 ng。推荐将模板稀释后加入反应体系中,以提高实验的重复性。如模板为未稀释 cDNA 原液,加入体积不应超过 qPCR 反应总体积的 1/10。

按照如下程序进行 qPCR 反应

| 阶段 | 温度 | 时间 | 循环数 |
|------|------|--------|-----------|
| 预变性 | 95°C | 30 sec | 1 cycle |
| | 95°C | 15 sec | 45 cycles |
| 循环反应 | 60°C | 30 sec | 60℃采集荧光信号 |

保存条件: -25~-15°C避光保存.

■ 技术支持: 本公司产品使用过程中如有任何疑问, 欢迎随时与我们联系.

TEL: 029-88081325 Email: proandybio@163.com www.proandybio.cn



